


XION 2% GA КСИОН 2% ГА

pH 6,5-8,0



XION Enzyme КСИОН ЭНЗИМ

pH 6,0-8,0



Спектр активности:

Бактерицидная: Гр+, Гр -, микобактерии туберкулеза (тестировано на M.terrae), возбудители ВБИ и ООИ

Вирулицидная: полиомиелит, ВИЧ, гепатиты, грипп, ОРВИ

Фунгицидная: грибов родов Кандида, Дерматофитон, Аспергиллюс

Спороцидная и Овоцидная

Готовый к применению раствор, содержащий в качестве действующих веществ глутаровый альдегид – 2,2-2,7%, а также вспомогательные компоненты, воду.



Высокоэффективное средство для дезинфекции высокого уровня эндоскопов и стерилизации любых изделий медицинского назначения.

Основные режимы	% / время экспозиции
ДВУ эндоскопов	5 минут
Стерилизация	15 минут

Аналоги:

Сайдекс (CIDEX), Стераниос 2%, Клиндезин-3000, Detro Forte



Средства для эндоскопии торговой марки Xion

Спектр активности:

Высокоэффективное моющее средство для предварительной, предстерилизационной и окончательной очистки, не совмещенной с дезинфекцией, изделий медицинского назначения, включая хирургические и стоматологические инструменты (в т. ч. вращающиеся), жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним ручным и механизированным способом.

Жидкий концентрат, содержащий в качестве действующих веществ ферментный комплекс (протеаза, амилаза, липаза, целлюлаза), смесь поверхностно-активных веществ, стабилизатор и другие функциональные добавки.



Высокая моющая активностью рабочих растворов при невысоком пенообразовании позволяет использовать растворы в ультразвуковых установках и моечно-дезинфицирующих машинах. Не повреждает обрабатываемые поверхности и оборудование.

Аналоги:

Сайдезим (Cidezime), Эмпауэр, Детро Матик, Энзим, Аниозим Синержи 5



Средства для эндоскопии торговой марки Xion