



## LMA Unique™

### Оригинальный одноразовый ларингеальный воздуховод

LMA Unique™ — одноразовый, стерильный ларингеальный воздуховод первого поколения, универсальный. Более миллиона безопасных применений каждый год, при различных клинических ситуациях: катастрофах, в отделениях экстренной и скорой помощи, в операционной, в качестве устройств для реанимации, когда невозможна интубация.

- ▶ Семь размеров, от новорожденного до взрослого
- ▶ Без использования натурального каучукового латекса
- ▶ Апертурные планки, для предотвращения блокировки дыхательные путей надгортанником<sup>18</sup>
- ▶ Мягкая, гибкая манжета
- ▶ Облегчает плавный выход из наркоза<sup>19</sup>
- ▶ Минимальный гемодинамический ответ<sup>19</sup>
- ▶ Часть алгоритма интубации сложных дыхательных путей Американского общества анестезиологов (ASA)<sup>20</sup>

#### Возможности использования LMA Unique™:

- ▶ Операционная
- ▶ Реанимационные наборы
- ▶ Скорая помощь
- ▶ Отделения реанимации
- ▶ Догоспитальная неотложная помощь



*«LMA Unique демонстрирует оптимальную экономическую эффективность, согласно анализу эффективности-стоимость.»*

*G Weil; J Matysiak et al. Ann Fr Anesth Reanim., 2014 Aug*



### Воздуховод ларингеальный масочный LMA Unique™: спецификация

Размер	Код продукта	Пациент	Максимальный объем манжеты (воздух)*
1	125010	Новорожденные/младенцы до 5 кг	4 мл
1,5	125015	Младенцы 5—10 кг	7 мл
2	125020	Младенцы/дети 10—20 кг	10 мл
2,5	125025	Дети 20—30 кг	14 мл
3	125030	Дети 30—50 кг	20 мл
4	125040	Взрослые 50—70 кг	30 мл
5	125050	Взрослые 70—100 кг	40 мл

\* Это максимальные объемы, которые никогда не следует превышать. Рекомендуется накачивать манжету до максимального давления 60 см H<sub>2</sub>O.