


XION Оху КСИОН Окси

pH 1,5-2,5



XION ОРА КСИОН ОПА

pH 6,5-8,0



Спектр активности:

Бактерицидная: Gr+, Gr-, микобактерии туберкулеза (тестировано на M.terrae), возбудители ВБИ и ООИ), вирусов (полиомиелит, ВИЧ, гепатиты, грипп, ОРВИ), грибов родов Кандида, Дерматофитон, Аспергиллюс
Спороцидная и Овоцидная

Готовый к применению раствор, содержащий в качестве действующих веществ стабилизированную перекись водорода 6,0-8,0%, надуксусную кислоту 0,2-0,3%, функциональные добавки.

Высокоэффективное средство для дезинфекции высокого уровня эндоскопов и стерилизации любых изделий медицинского назначения. Подходит для ручной и автоматической мойки.

Основные режимы	%/время экспозиции
ДВУ эндоскопов	5 минут
Стерилизация	15 минут

Аналоги:

Аниоксид 1000, Стерокс Окси, Клиндезин-Окси, Асесайд (Acicide), МИРОКСИД - 2000



Средства для эндоскопии торговой марки Xion

Спектр активности:

Бактерицидная: Gr+, Gr-, микобактерии туберкулеза (тестировано на M.terrae), возбудители ВБИ и ООИ)
Вирулицидная: полиомиелит, ВИЧ, гепатиты, грипп, ОРВИ
Фунгицидная: грибы родов Кандида, Дерматофитон, Аспергиллюс р+ и Gr-, включая микобактерии туберкулеза, микроорганизмов
Спороцидная и Овоцидая

Готовый к применению раствор, содержащий в качестве действующего вещества, 0,55-0,65% ортофталевого альдегида, а также вспомогательные компоненты, воду.

Высокоэффективное средство для дезинфекции высокого уровня эндоскопов и стерилизации любых изделий медицинского назначения. Подходит для ручной и автоматической мойки.

Основные режимы	%/время экспозиции
ДВУ эндоскопов	5 минут
Стерилизация	15 минут

Аналоги:

САЙДЕКС ОПА Си» (CIDEX OPA C), Detro Opa, Санидекс ОПА, Альфадез орто



Средства для эндоскопии торговой марки Xion