




НАБОРЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АЭРОЗОЛЬНОЙ ТЕРАПИИ С МАСКОЙ



- ✓ 2 типа фиксации маски для различных клинических случаев:
 - на подбородок (стандартные);
 - под подбородок (удлинённые).
- ✓ Прозрачная чаша маски для контроля состояния пациента.
- ✓ Атравматичные, закруглённые края маски для обеспечения мягкого контакта с тканями лица.
- ✓ Два клапана выдоха на корпусе маски для вывода отработанного аэрозоля и выдыхаемого воздуха из подмасочного пространства.
- ✓ Эластичный ремень и носовой зажим для надёжной фиксации изделия на лице пациента.

Комплектация

1. Маска аэрозольная
2. Небулайзер
3. Кислородная трубка

Размерный ряд

REF	Размер	Объём небулайзера, мл	Упаковка (инд./гр./гр.)
Со стандартной формой маски			
0115-M111-11	S	6	1/-/100
0115-M111-12	S	20	1/-/100
0115-M111-21	L	6	1/-/100
0115-M111-22	L	20	1/-/100
С удлинённой формой маски			
0115-M112-31	M	6	1/-/100
0115-M112-32	M	20	1/-/100
0115-M112-42	XL	20	1/-/100

