


**MLGLT-01**  
 Вид геля: жидкий  
 Основа: пена  
 Кнопка: н/ж сталь  
*Прорезь для фиксации кабеля*  
 Упаковка: 50/1000/6000 шт  
 Использование: стресс, холтер, покой, мониторинг



**MSGLT-01G**  
 Вид геля: жидкий  
 Основа: пена  
 Кнопка: н/ж сталь  
*Прорезь для фиксации кабеля*  
 Упаковка: 50/1200/7200 шт  
 Использование: стресс, холтер, покой, мониторинг



**MLGLT-03**  
 Вид геля: жидкий  
 Основа: пена  
 Кнопка: н/ж сталь  
 Упаковка: 50/1000/6000 шт  
 Использование: стресс, холтер, покой, мониторинг



**MSGLT-03G**  
 Вид геля: твердый  
 Основа: пена  
 Кнопка: н/ж сталь  
 Упаковка: 50/1200/7200 шт  
 Использование: стресс, холтер, покой, мониторинг



**MSGLT-05MG**  
 Вид геля: твердый  
 Основа: пена  
 Кнопка: н/ж сталь  
 Упаковка: 50/1500/9000 шт  
 Использование: покой, мониторинг



**MSGLT-05MGRT**  
 Вид геля: твердый  
 Основа: пена  
 Кнопка: рентгенопрозрачная  
 Упаковка: 50/1500/9000 шт  
 Использование: покой, мониторинг




**MSGLT-16G**  
 Вид геля: твердый  
 Основа: пена  
 Кнопка: н/ж сталь  
 Упаковка: 50/1000/6000 шт  
 Использование: покой, мониторинг, холтер



**3413MED**  
 взрослый/педиатрический  
 Вид геля: твердый  
 Основа: лента (бумага/ПЭТ)  
 Коннектор:  
**Графитовый «слип-клип», под прищепку «крокодил»**  
 Упаковка: 100/1000/10000  
 Использование: покой, мониторинг



**3423MED**  
 взрослый/педиатрический  
 Вид геля: твердый  
 Основа: лента (бумага/ПЭТ)  
 Коннектор:  
**Графитовый «слип-клип», под прищепку «крокодил»**  
 Упаковка: 100/1000/10000  
 Использование: покой, мониторинг



**MSGST-06**  
 Вид геля: твердый  
 Основа: пена  
 Кнопка: н/ж сталь  
 Упаковка: 50/1500/9000 шт  
 Использование: покой, мониторинг




**MSGLT-14G**  
 Вид геля: твердый  
 Основа: пена  
 Кнопка: н/ж сталь  
 Упаковка: 50/1200/7200 шт  
 Использование: стресс, холтер, покой, мониторинг



**MSGLT-08G**  
 Вид геля: твердый  
 Основа: пена  
 Кнопка: н/ж сталь  
 Упаковка: 50/1500/9000 шт  
 Использование: стресс, покой, мониторинг



**MLGST-07**  
 педиатрический  
 Вид геля: жидкий  
 Основа: пена  
 Кнопка: н/ж сталь  
 Упаковка: 50/1500/9000 шт  
 Использование: покой, мониторинг




**MSGST-27, твердый**  
 педиатрический  
 Вид геля: твердый  
 Основа: пена  
 Кнопка: н/ж сталь  
 Упаковка: 50/1500/9000 шт  
 Использование: покой, мониторинг



**MSGLT-08GRT**  
 Вид геля: твердый  
 Основа: пена  
 Кнопка: рентгенопрозрачная  
 Упаковка: 50/1500/9000 шт  
 Использование: стресс, покой, мониторинг



**MSGST-35M**  
 Вид геля: твердый  
 Основа: пена  
 Кнопка: н/ж сталь  
 Упаковка: 100/2500/15000 шт  
 Использование: покой, мониторинг, ЭХО




**MSGLT-11**  
 Вид геля: твердый  
 Основа: пена  
 Кнопка: н/ж сталь  
 Упаковка: 100/2000/12000 шт  
 Использование: покой, мониторинг, ЭХО




**MSGST-26**  
 Вид геля: твердый  
 Основа: пена  
 Кнопка: н/ж сталь  
 Упаковка: 100/2500/6000 шт  
 Использование: покой, мониторинг, ЭХО




**MSGLT-15DC**  
 Вид геля: твердый  
 Основа: ткань  
 Кнопка: н/ж сталь  
 Упаковка: 50/1200/7200 шт  
 Использование: покой, мониторинг




**MSGLT-17T**  
 Вид геля: твердый  
 Основа: прозрачная лента  
 Кнопка: н/ж сталь  
 Упаковка: 50/1000/6000 шт  
 Использование: покой, мониторинг



**MSGLT-09**  
 Вид геля: твердый  
 Основа: пена  
 Кнопка: н/ж сталь  
 Упаковка: 50/1500/9000 шт  
 Использование: стресс, покой, мониторинг  
*Прозрачное окно позволяет наблюдать за состоянием кожи под электродом*



**MSGST-37**  
 педиатрический  
 Вид геля: твердый  
 Основа: пена  
 Кнопка: н/ж сталь  
 Упаковка: 50/1500/9000 шт  
 Использование: покой, мониторинг




**MPRYB-78RT**  
 неонатальный  
 Вид геля: твердый  
 Основа: ткань  
 Упаковка: 3/600/3600 шт  
 Использование: покой, мониторинг

Коннекторы предварительно подключенные, длина 60 см, DIN-разъем под штекер 1,5 мм, (красный, черный, желтый)

Назначение носит рекомендуемый характер, оно определяется лечащим врачом, связано с физическим состоянием пациента, состоянием окружающей среды, опытом врача и протоколом больницы.



**OTL-5235-S60**  
 Вид геля: жидкий  
 Основа: пена  
 Кнопка: **н/ж сталь, вынесена на периферию с помощью подвижного лепестка**  
 Упаковка: 30/750/4500  
 Использование: стресс, холтер, покой, мониторинг



**OTL-4227-S60**  
 Вид геля: жидкий  
 Основа: пена  
 Кнопка: **н/ж сталь, вынесена на периферию с помощью подвижного лепестка**  
 Упаковка: 50/1000/6000  
 Использование: стресс, холтер, покой, мониторинг