

# 01. КАНЮЛИ КИСЛОРОДНЫЕ



Используются для длительной и кратковременной оксигенотерапии пациента.

- ✓ Атравматичные зубцы со специальным упором для уменьшения давления на слизистую оболочку в области носовых ходов.
- ✓ Звёздообразный просвет кислородной трубки для сохранения функциональности изделия при перегибе или перекручивании.
- ✓ Регулятор петли для оптимального позиционирования канюли на лице пациента.
- ✓ Отсутствие латекса в изделии для минимизации риска возникновения аллергических реакций.
- ✓ Стерильные, для применения у пациентов разной степени тяжести.

## Размерный ряд

REF	Размер	Длина трубки, см	Упаковка (инд./гр./гр.)
0112-M101-01	S	213	1/-/100
0112-M101-02	M	213	1/-/100
0112-M101-03	L	213	1/-/100

