




КАТЕТЕРЫ НЕЛАТОНА. РАЗМЕРНЫЙ РЯД. РАСШИФРОВКА АРТИКУЛА



Обычные	REF Лубрицированные	Наружный диаметр, Ч/Fr	Длина, см	Цвет	Упаковка (инд./гр./тр.)	Упаковка лубрицированных (инд./гр./тр.)	Мужские	
							Обычные	Лубрицированные
1604-N6-M	—	6	40	■	1/100/1000	1/20/200	1604-N6-M	1604-N6-M
1604-N8-M	1604-NL8-M	8	40	■	1/100/1000	1/20/200	1604-N8-M	1604-NL8-M
1604-N10-M	1604-NL10-M	10	40	■	1/100/1000	1/20/200	1604-N10-M	1604-NL10-M
1604-N12-M	1604-NL12-M	12	40	□	1/100/1000	1/20/200	1604-N12-M	1604-NL12-M
1604-N14-M	1604-NL14-M	14	40	■	1/100/1000	1/20/200	1604-N14-M	1604-NL14-M
1604-N16-M	1604-NL16-M	16	40	■	1/100/1000	1/20/200	1604-N16-M	1604-NL16-M
1604-N18-M	1604-NL18-M	18	40	■	1/100/1000	1/20/200	1604-N18-M	1604-NL18-M

Обычные	REF Лубрицированные	Наружный диаметр, Ч/Fr	Длина, см	Цвет	Упаковка (инд./гр./тр.)	Упаковка лубрицированных (инд./гр./тр.)	Женские	
							Обычные	Лубрицированные
1604-N6-F	—	6	18	■	1/100/1000	1/20/200	1604-N6-F	1604-N6-F
1604-N8-F	1604-NL8-F	8	18	■	1/100/1000	1/20/200	1604-N8-F	1604-NL8-F
1604-N10-F	1604-NL10-F	10	18	■	1/100/1000	1/20/200	1604-N10-F	1604-NL10-F
1604-N12-F	1604-NL12-F	12	18	□	1/100/1000	1/20/200	1604-N12-F	1604-NL12-F
1604-N14-F	1604-NL14-F	14	18	■	1/100/1000	1/20/200	1604-N14-F	1604-NL14-F
1604-N16-F	1604-NL16-F	16	18	■	1/100/1000	1/20/200	1604-N16-F	1604-NL16-F
1604-N18-F	1604-NL18-F	18	18	■	1/100/1000	1/20/200	1604-N18-F	1604-NL18-F

Внимание!

- Катетеры типа Нелатон с зафиксированным гидрофильным покрытием востребованы у пациентов, которые проводят самокатетеризацию мочевого пузыря, потому что риск повреждения слизистой мочеиспускательного канала при установке и извлечении минимальный.
- Рекомендованы профессиональным урологическим сообществом у пациентов нейроурологического профиля, использующих метод периодической катетеризации мочевого пузыря в режиме 4-6 раз в сутки, так как делают процедуру наиболее комфортной для пациента и безопасной с медицинской точки зрения.

