

Информация для заказа:

Двухпетлевые мочеточниковые стенты ЮЛЕ для педиатрических пациентов

Стенты открытого или закрытого типа без гидрофильного покрытия, из мягкого или жесткого полиуретана, с ретракционной нитью, в наборе со стальным проводником с ПТФЭ-покрытием (длина 150 см; диаметр: 0.018" для стентов 3 Fr; 0.028" — для стентов 4 Fr; диаметр 0.035" для стентов 4.8 — 6 Fr) и простым (S) толкателем с рентгеноконтрастным кольцом (длина: 40 см для стентов 3 Fr, 4 Fr, 6 Fr и 7 Fr; 70 см — для стентов 4.8 Fr)

Условные обозначения:

- ~ Стент с ретракционной нитью
- S Набор с простым толкателем

		Жесткий полиуретан		Мягкий полиуретан	
		Без гидроф. покрытия		Без гидроф. покрытия	
		Открытый тип	Закрытый тип	Открытый тип	Закрытый тип
		Стальной проводник	Стальной проводник	Стальной проводник	Стальной проводник
3 Fr	12 см	~ S	ИНОС5312ЮЛ	ИНЗС5312ЮЛ	
	15 см	~ S	ИНОС5315ЮЛ	ИНЗС5315ЮЛ	
	18 см	~ S	ИНОС5318ЮЛ	ИНЗС5318ЮЛ	
	20 см	~ S	ИНОС5320ЮЛ	ИНЗС5320ЮЛ	
4 Fr	12 см	~ S	ИНОС5412ЮЛ	ИНЗС5412ЮЛ	
	15 см	~ S	ИНОС5415ЮЛ	ИНЗС5415ЮЛ	
	18 см	~ S	ИНОС5418ЮЛ	ИНЗС5418ЮЛ	
	20 см	~ S	ИНОС5420ЮЛ	ИНЗС5420ЮЛ	
4.8 Fr	10 см	~ S	ИНОС5510ЮЛ	ИНЗС5510ЮЛ	
	12 см	~ S	ИНОС5512ЮЛ	ИНЗС5512ЮЛ	
	15 см	~ S	ИНОС5515ЮЛ	ИНЗС5515ЮЛ	
	18 см	~ S	ИНОС5518ЮЛ	ИНЗС5518ЮЛ	
6 Fr	12 см	~ S	ИНОС5612ЮЛ	ИНЗС5612ЮЛ	ИНОЛ5612ЮЛ
	22 см	~ S		ИНЗС5622ЮЛ	ИНОЛ5622ЮЛ
	12 см	~ S	ИНОС5712ЮЛ	ИНЗС5712ЮЛ	ИНОЛ5712ЮЛ
	22 см	~ S		ИНЗС5722ЮЛ	ИНОЛ5722ЮЛ

Двухпетлевые мочеточниковые стенты ЮЛЕ переменной длины

Стенты переменной длины («мультидлина») открытого типа с гидрофильным покрытием, из мягкого или жесткого полиуретана, с ретракционной нитью (~) или без нее, в наборе с жестким нитиноловым проводником с гидрофильным покрытием или стальным проводником с ПТФЭ-покрытием (длина проводника 150 см; диаметр: 0.035"), простым (S) толкателем с рентгеноконтрастным кольцом (длина: 40 см — для стентов 6 Fr и 7 Fr; 70 см — для стентов 4.8 Fr) или с присоединяемым (S) толкателем с рентгеноконтрастным кольцом (длина 40 см).

Условные обозначения:

- ~ Стент с ретракционной нитью
- S Набор с простым толкателем
- S Набор с присоединяемым толкателем

		Жесткий полиуретан		Мягкий полиуретан	
		Гидрофильное покрытие		Гидрофильное покрытие	
		Открытый тип		Открытый тип	
		Стальной проводник	Нитиноловый проводник	Стальной проводник	Нитиноловый проводник
4.8 Fr	22-32 см	S	ИНСВ5532ЮЛ	ИНСВ7532ЮЛ	
		~ S	ИНСВ5532ЮЛ	ИНСВ7532ЮЛ	
	24-30 см	S	ИНСВ5530ЮЛ	ИНСВ7530ЮЛ	
		~ S	ИНСВ5530ЮЛ	ИНСВ7530ЮЛ	
6 Fr	22-32 см	S		ИНСВ5632ЮЛ	ИНСВ7632ЮЛ
		~ S		ИНСВ5632ЮЛ	ИНСВ7632ЮЛ
		S		ИНСВ3632ЮЛ	ИНСВ9632ЮЛ
		~ S		ИНСВ3632ЮЛ	ИНСВ9632ЮЛ
	24-30 см	S		ИНСВ5630ЮЛ	ИНСВ7630ЮЛ
		~ S		ИНСВ5630ЮЛ	ИНСВ7630ЮЛ
		S		ИНСВ3630ЮЛ	ИНСВ9630ЮЛ
		~ S		ИНСВ3630ЮЛ	ИНСВ9630ЮЛ
7 Fr	22-32 см	S		ИНСВ5732ЮЛ	ИНСВ7732ЮЛ
		~ S		ИНСВ5732ЮЛ	ИНСВ7732ЮЛ
		S		ИНСВ3732ЮЛ	ИНСВ9732ЮЛ
		~ S		ИНСВ3732ЮЛ	ИНСВ9732ЮЛ
	24-30 см	S		ИНСВ5730ЮЛ	ИНСВ7730ЮЛ
		~ S		ИНСВ5730ЮЛ	ИНСВ7730ЮЛ
		S		ИНСВ3730ЮЛ	ИНСВ9730ЮЛ
		~ S		ИНСВ3730ЮЛ	ИНСВ9730ЮЛ

Однопетлевые (наружные) мочеточниковые стенты ЮЛЕ

Длина 90 см, в наборе с жестким нитиноловым проводником с гидрофильным покрытием или стальным проводником с ПТФЭ-покрытием (длина проводника 150 см; диаметр: 0.035"), а также с Luer-адаптером и коннектором для мочевого пузыря или без них.

	Luer-адаптер, коннектор	Дренажные отверстия только на пигтейле		Дренажные отверстия на пигтейле и первых 15 см	
		Стальной проводник	Нитиноловый проводник	Стальной проводник	Нитиноловый проводник
		6 Fr	да	ИНСД5690ЮЛ	ИНСД7690ЮЛ
	нет	ИНСК5690ЮЛ	ИНСК7690ЮЛ	ИНСР5690ЮЛ	ИНСР7690ЮЛ
7 Fr	да	ИНСД5790ЮЛ	ИНСД7790ЮЛ	ИНСЛ5790ЮЛ	ИНСЛ7790ЮЛ
	нет	ИНСК5790ЮЛ	ИНСК7790ЮЛ	ИНСР5790ЮЛ	ИНСР7790ЮЛ
8 Fr	да	ИНСД5890ЮЛ	ИНСД7890ЮЛ		
	нет	ИНСК5890ЮЛ	ИНСК7890ЮЛ		

Мочеточниковые катетеры ЮЛЕ

Мочеточниковые катетеры ЮЛЕ изготовлены из рентгеноконтрастного термопластичного полиуретана оптимальной жесткости.

Они предназначены для интраоперационного контрастирования, промывания и кратковременного (до 14 суток) дренирования верхних отделов мочевыводящих путей.

- Индивидуальная упаковка. По 10 штук в коробке.
- Срок годности 3 года



Компоненты наборов

A. Мочеточниковый катетер

Длина 74 см, размер 4 Fr ... 8 Fr, с прямым или изогнутым дистальным наконечником открытого типа (с боковыми отверстиями или без них) или закрытого типа (с боковыми отверстиями), с гидрофильным покрытием или без него

Стилет катетера (не показан на рисунке)

Изготовлен из полиамида, длина 74 см, стилет предварительно установлен в катетере

B. Luer-адаптер катетера

Для соединения с мочеиспускателем

Мочеточниковые катетеры A

(сверху вниз):

- Прямой (с отверстиями)
- Прямой (без отверстий)
- Изогнутый (без отверстий)

Luer-адаптер катетера B

Информация для заказа: Мочеточниковые катетеры ЮЛЕ

		Прямой наконечник катетера			Изогнутый наконечник катетера		
		Открытый тип		Закрытый тип	Открытый тип		Закрытый тип
		без отверстий	с отверстиями	с отверстиями	без отверстий	с отверстиями	с отверстиями
Без гидрофильного покрытия	4 Fr	ИНКП4000ЮЛ	ИНКП4010ЮЛ	ИНКП4011ЮЛ	ИНКИ4000ЮЛ	ИНКИ4010ЮЛ	ИНКИ4011ЮЛ
	5 Fr	ИНКП5000ЮЛ	ИНКП5010ЮЛ	ИНКП5011ЮЛ	ИНКИ5000ЮЛ	ИНКИ5010ЮЛ	ИНКИ5011ЮЛ
	6 Fr	ИНКП6000ЮЛ	ИНКП6010ЮЛ	ИНКП6011ЮЛ	ИНКИ6000ЮЛ	ИНКИ6010ЮЛ	ИНКИ6011ЮЛ
	7 Fr	ИНКП7000ЮЛ	ИНКП7010ЮЛ	ИНКП7011ЮЛ	ИНКИ7000ЮЛ	ИНКИ7010ЮЛ	ИНКИ7011ЮЛ
	8 Fr	ИНКП8000ЮЛ	ИНКП8010ЮЛ	ИНКП8011ЮЛ	ИНКИ8000ЮЛ	ИНКИ8010ЮЛ	ИНКИ8011ЮЛ
С гидрофильным покрытием	4 Fr	ИНКП4100ЮЛ	ИНКП4110ЮЛ	ИНКП4111ЮЛ	ИНКИ4100ЮЛ	ИНКИ4110ЮЛ	ИНКИ4111ЮЛ
	5 Fr	ИНКП5100ЮЛ	ИНКП5110ЮЛ	ИНКП5111ЮЛ	ИНКИ5100ЮЛ	ИНКИ5110ЮЛ	ИНКИ5111ЮЛ
	6 Fr	ИНКП6100ЮЛ	ИНКП6110ЮЛ	ИНКП6111ЮЛ	ИНКИ6100ЮЛ	ИНКИ6110ЮЛ	ИНКИ6111ЮЛ
	7 Fr	ИНКП7100ЮЛ	ИНКП7110ЮЛ	ИНКП7111ЮЛ	ИНКИ7100ЮЛ	ИНКИ7110ЮЛ	ИНКИ7111ЮЛ
	8 Fr	ИНКП8100ЮЛ	ИНКП8110ЮЛ	ИНКП8111ЮЛ	ИНКИ8100ЮЛ	ИНКИ8110ЮЛ	ИНКИ8111ЮЛ