

ТРОАКАРЫ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЕ БЕЗ ЛЕЗВИЯ



- ✓ Конусообразный наконечник с двумя билатеральными лопастями по бокам помогает бережно раздвигать ткани, обеспечивает рассечение тканей с меньшей травматизацией.
- ✓ 3-миллиметровые троакары за счёт малого размера минимизируют риск образования послеоперационных осложнений.
- ✓ Стерильные медицинские изделия, для однократного применения.

Размерный ряд

	REF	Длина, мм	Диаметр, мм	Фиксация в ране	Упаковка (инд./гр./тр.)
Таблица размеров троакаров Volkmann					
1.	1850-V5SBR	75	5	Кольцо и баллон	1/5/60
2.	1850-V5MBR	100	5	Кольцо и баллон	1/5/60
3.	1850-V10MBR	100	10	Кольцо и баллон	1/5/60
4.	1850-V12MBA	100	12	Гель-анкер и баллон	1/5/60
5.	1850-V12MBR	100	12	Кольцо и баллон	1/5/60
6.	1850-V3S	75	3	Рёбристая канюля	1/0/160
7.	1850-V5S	75	5	Рёбристая канюля	1/5/60
8.	1850-V5M	100	5	Рёбристая канюля	1/5/60
9.	1850-V11M	100	11	Рёбристая канюля	1/5/60
10.	1850-V11L	150	11	Рёбристая канюля	1/5/30
11.	1850-V12L	150	12	Рёбристая канюля	1/5/30
12.	1850-V15M	100	15	Рёбристая канюля	1/10/80
Таблица размеров троакаров Volkmann линейки MODERN					
1.	1850-VT5-75 *	75	5	Рёбристая канюля	1/10/80
2.	1850-VT5-100	100	5	Рёбристая канюля	1/10/80
3.	1850-VT10-100	100	10	Рёбристая канюля	1/10/80
4.	1850-VT11-100 *	100	11	Рёбристая канюля	1/10/80
5.	1850-VT12-100	100	12	Рёбристая канюля	1/10/80

* Уточните сроки поставки