




НАБОРЫ ДЛЯ НАДЛОБКОВОЙ ЦИСТОСТОМИИ METALCYST



Предназначены для быстрой установки цистостомы в экстренной ситуации.

- Троакар-канюля изготовлена из нержавеющей стали с острой заточкой для эффективного доступа к мочевому пузырю даже в случае плотных кожных покровов.

Состав наборов

Тип урологического катетера	Катетер с J-образным наконечником	Катетер Фолея двухходовой силиконовый
1. Троакар-канюля расщепляющаяся	✓	✓
2. Коннектор для мочеприёмника	✓	—
3. Скальпель	✓	✓
4. Фиксирующая муфта	✓	—
5. Трёхходовой краник	✓	—

Размер катетера, Ch/Fr	Катетер с J-образным наконечником	Катетер Фолея двухходовой силиконовый	Упаковка (инд./гр./тр.)
8	—	—	
10	CYS-10-J-12	CYS-10-SF-12	1/-/10
12	CYS-12-J-12	CYS-12-SF-12	
14	CYS-14-J-12	CYS-14-SF-12	

