



## 07. ФИЛЬТР-КАНЮЛИ АСПИРАЦИОННЫЕ



Используются для многократного забора жидких медикаментов с поддержкой стерильности.

- ✓ Воздушный фильтр и фильтр тонкой очистки для снижения риска микробной контаминации.
- ✓ Фильтры интегрированы внутрь корпуса канюли для повышения эффективности и безопасности процедуры забора жидкости.

	REF	Описание	Упаковка (инд./гр./тр.)
1.	1416-M100-11	С воздушным фильтром, зелёная	100-/1000
2.	1416-M100-12	С воздушным фильтром и фильтром тонкой очистки, синяя	100-/1000
3.	1416-M100-13	С воздушным фильтром и фильтром тонкой очистки, красная	100-/1000
4.	1416-M100-14	С безыгольным коннектором	100-/1000



С воздушным фильтром и фильтром тонкой очистки, синяя



С воздушным фильтром и фильтром тонкой очистки, красная



С воздушным фильтром, зелёная



С безыгольным коннектором