


# Мочеточниковые стенты ЮЛЕ


Ассортимент мочеточниковых стентов ЮЛЕ способен удовлетворить любые клинические потребности. Стенты выпускаются в различных модификациях, и каждую можно заказать в наборе, наиболее подходящем именно для вашей практики.

Мочеточниковые стенты ЮЛЕ изготовлены из жесткого или мягкого термопластичного полиуретана европейского производства.

Технологические процессы, применяемые при обработке стентов обеспечивают их максимально атравматичное введение, возможность длительной (до 12 месяцев) имплантации и снижают риск развития осложнений.


Для кратковременного стентирования доступны варианты стентов с ретракционной нитью, позволяющей удалить стент без использования каких-либо инструментов.

 Индивидуальная упаковка. По 6 штук в коробке.

 Срок годности 3 года

## Присоединяемый толкатель

Такой толкатель дает полный контроль над установкой стента, позволяя выполнять вращение и тракцию стента в любом направлении без применения других инструментов.



## Варианты стентов ЮЛЕ

### Двухпетлевые мочеточниковые стенты фиксированной длины 1

В ассортименте бренда ЮЛЕ представлены стенты детских и взрослых размеров (от 3 Fr до 8 Fr), из жесткого или мягкого термочувствительного полиуретана, с гидрофильным покрытием и без него.

Дренажные отверстия расположены по всей длине стента.

### Двухпетлевые мочеточниковые стенты переменной длины 2

Длину прямой части такого стента можно изменить в указанных пределах, немного развернув завитки при установке.

Это делает изделие более универсальным, позволяя подобрать оптимальную длину стента для конкретного пациента прямо во время процедуры.

### Однопетлевые (наружные) мочеточниковые стенты 3

Стенты с одним завитком и прямой частью длиной 90 см, доступны в двух вариантах: с дренажными отверстиями только на «пигтейле» и с отверстиями на «пигтейле» и первых 15 см прямой части стента.

Однопетлевые стенты ЮЛЕ поставляются в наборах с Luer-адаптером и коннектором мочеприемника или отдельно без них.

## Дополнительные компоненты наборов

### A. Толкатель простой

С рентгеноконтрастным кольцом, длина 70 см (для стентов 4.8 Fr) или 40 см (для стентов других размеров), или два толкателя 40 и 70 см (только в наборах со стентами 4.8 Fr)

### B. Толкатель присоединяемый

С рентгеноконтрастным кольцом, длина 40 см

### C. Luер-адаптер однопетлевого стента

### D. Коннектор мочеприемника

Только в наборах с однопетлевыми стентами

### E. Струна-проводник

Прямой мягкий атравматичный наконечник, длина струны 150 см.

#### Варианты проводников:

**Стальной** с покрытием из ПТФЭ

- диаметр 0.018" (для стентов 3 Fr)

- диаметр 0.028" (для стентов 4 Fr)

- диаметр 0.035" (для стентов ≥4.8 Fr)

**Нитиноловый** с гидрофильным покрытием, диаметр 0.035" (для стентов размером ≥4.8 Fr)