


Ксион Элит

Салфетки



Ксион Элит

Саше



Спектр активности:

Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамположительных, включая возбудителей туберкулеза (тестировано на *Mycobacterium terrae*) и грамотрицательных (кишечная палочка, синегнойная палочка) бактерий, противовирусной активностью (в отношении возбудителей ECHO 6 (группа вирусов полиомиелита)), фунгицидной активностью (в отношении грибов рода *Candida*, *Trichophyton*, плесневых грибов) и овоцидным действием.



Состав:

Пропиточный состав салфеток содержит этиловый спирт – 70,0%, четвертичное аммониевое соединение – 0,08%, хлоргексидина биглюконат – 0,12%, а также вспомогательные компоненты.

Назначение:

- ✓ Гигиеническая обработка рук
- ✓ Обработка рук хирургов
- ✓ Обработка кожи инъекционного и операционного полей, локтевых сгибов доноров
- ✓ Очистка и дезинфекция поверхностей
- ✓ Применяется в детских учреждениях
- ✓ Использование населением в быту



Салфетки дезинфицирующие, для инъекций

35*70 – применяются для дезинфекции кожных покровов при заборе крови из пальца

60*100 – применяются для дезинфекции инъекционного поля при проведении вакцинации, постановке катетера, заборе крови из вены

135*185 – применяются для очистки и дезинфекции поверхностей, оборудования и изделий медицинского оборудования



Назначение:

- ✓ Гигиеническая обработка рук
- ✓ Обработка рук хирургов
- ✓ Обработка кожи инъекционного и операционного полей, локтевых сгибов доноров
- ✓ Очистка и дезинфекция поверхностей
- ✓ Применяется в детских учреждениях
- ✓ Использование населением в быту



Салфетки дезинфицирующие, для инъекций