

# ТРАХЕОСТОМИЧЕСКИЕ ТРУБКИ ЗАДАННОЙ ФОРМЫ


## TRACHEOFIX

### ТРАХЕОСТОМИЧЕСКАЯ ТРУБКА, ИЗГОТОВЛЕННАЯ ИЗ ТЕРМОЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ПВХ

- Версии с манжетой:
  - > Клапан для конусных и винтовых наконечников Люэра
  - > Синий пилотный баллон
  - > Манжета низкого давления
- С окошком для фонации или без него
- Система многофункционального коннектора с вращающимся запирающим механизмом (в зависимости от версии, с фонационным клапаном, колпачком для кашля, коннектором 15 мм и т.п.)
- Мягкий фиксирующий фланец, гибкий во всех направлениях, с буквенными кодами.
- Цветовые коды фиксирующего фланца и внутренней канюли в зависимости от размера
- Инновационный механизм соединения системы внутренней канюли (запирание вращением)
- Непрерывная рентгеноконтрастная метка вдоль корпуса трубки
- Не содержит латекса
- Стерильно
- Для применения у одного пациента

### ПРОСТОЕ И БЕЗОПАСНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

1) Буквенная маркировка на фиксирующем фланце:



- C = Трубка с манжетой (без удлинения)
- P = Трубка с удлинением (без манжеты)
- CP = Трубка с манжетой и удлинением
- = Трубка без манжеты и удлинения

2) Цветной кружок на внутренней канюле и цветовой код в зависимости от размера:

разомкнутый цветной кружок:  
с фонацией



замкнутый цветной кружок:  
без фонации



### КОМПОНЕНТЫ

Принадлежности для трубки TracheoFix доступны отдельно. См. страницу 32.

								<b>RUSCH</b>
РАЗМЕР ЗАКАЗА / ВНУТ. ДИАМЕТР	ВНУТ. ДИАМЕТР	ВНЕШ. ДИАМЕТР	ОБЩАЯ ДЛИНА (=A+B+C)	РАЗМ. А	РАЗМ. В	РАЗМ. С	УГОЛ ИЗГИБА (ПРИБЛИЗ.)	ДИАМЕТР МАНЖЕТЫ*
● 7,0	7,2 мм	9,0 мм	70,0 мм	—	—	70,0 мм	78°	27,0 мм
● 8,5	8,7 мм	10,3 мм	78,0 мм	—	—	78,0 мм	86°	27,0 мм
● 10,0	10,2 мм	12,3 мм	86,0 мм	—	—	86,0 мм	90°	32,0 мм
● 11,0	11,2 мм	13,3 мм	86,0 мм	—	—	86,0 мм	88°	35,0 мм

### ТРУБКА TRACHEOFIX TFC С МАНЖЕТОЙ, БЕЗ ОКОШКА ДЛЯ ФОНАЦИИ

#### КОМПОНЕНТЫ

- Трахеостомическая трубка
- 2 внутренних канюли с цветовым кодом с коннектором 15 мм и установленным фиксирующим кольцом (удлиненные)
- Комфортная шейная крепежная лента
- Проводник (обтуратор)

КОД.	РАЗМЕР ЗАКАЗА / ВНУТ. ДИАМЕТР	КОЛ-ВО
121400	7,0–11,0	5



## ТРУБКА TRACHEOFIX TFCP С МАНЖЕТОЙ И ОКОШКОМ ДЛЯ ФОНАЦИИ

### КОМПОНЕНТЫ

- Трахеостомическая трубка
- 4 внутренних канюли с цветовым кодом
  - > 1 внутренняя канюля с коннектором 15 мм и установленным фиксирующим кольцом (удлиненная)
  - > 1 внутренняя канюля с низкопрофильным коннектором (короткая)
  - > 1 внутренняя канюля с коннектором 15 мм, фонацией и установленным фиксирующим кольцом (удлиненная)
  - > 1 внутренняя канюля с низкопрофильным коннектором и фонацией (короткая)
- Фиксирующее кольцо
- Колпачок для кашля
- Фонационный клапан с адаптером O2
- Комфортная шейная крепежная лента



КОД.	РАЗМЕР ЗАКАЗА / ВНУТ. ДИАМЕТР	КОЛ-ВО
121410	7,0-11,0	5

## ТРУБКА TRACHEOFIX TFP БЕЗ МАНЖЕТЫ, С ОКОШКОМ ДЛЯ ФОНАЦИИ

### КОМПОНЕНТЫ

- Трахеостомическая трубка
- 4 внутренних канюли с цветовым кодом
  - > 1 внутренняя канюля с коннектором 15 мм и установленным фиксирующим кольцом (удлиненная)
  - > 1 внутренняя канюля с низкопрофильным коннектором (короткая)
  - > 1 внутренняя канюля с коннектором 15 мм, фонацией и установленным фиксирующим кольцом (удлиненная)
  - > 1 внутренняя канюля с низкопрофильным коннектором и фонацией (короткая)
- Фиксирующее кольцо
- Колпачок для кашля
- Фонационный клапан с адаптером O2
- Комфортная шейная крепежная лента
- Проводник (обтуратор)



КОД.	РАЗМЕР ЗАКАЗА / ВНУТ. ДИАМЕТР	КОЛ-ВО
121420	7,0-11,0	5

## ТРУБКА TRACHEOFIX TF БЕЗ МАНЖЕТЫ И ОКОШКА ДЛЯ ФОНАЦИИ

### КОМПОНЕНТЫ

- Трахеостомическая трубка
- 2 внутренних канюли с цветовым кодом
  - > 1 внутренняя канюля с коннектором 15 мм и установленным фиксирующим кольцом (удлиненная)
  - > 1 внутренняя канюля с низкопрофильным коннектором (короткая)
- Фиксирующее кольцо
- Колпачок для кашля
- Комфортная шейная крепежная лента
- Проводник (обтуратор)



КОД.	РАЗМЕР ЗАКАЗА / ВНУТ. ДИАМЕТР	КОЛ-ВО
121415	7,0-11,0	5







## ВНУТРЕННЯЯ КАНЮЛЯ TRACHEOFIX

- Не содержит латекса
- Стерильно
- Для однократного применения

ВНУТРЕННЯЯ КАНЮЛЯ TRACHEOFIX						
	КОД.	РАЗМЕР ЗАКАЗА	ОПИСАНИЕ	ВНУТ. ДИАМЕТР	ВНЕШ. ДИАМЕТР	КОЛ-ВО
	121425	● 7,0	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Коннектор 15 мм</li> <li>• Установленное фиксирующее кольцо</li> </ul>	5,5 мм	6,7 мм	10
		● 10,0		8,5 мм	9,7 мм	10
		● 11,0		9,5 мм	10,7 мм	10
	121430	● 7,0	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Низкопрофильный коннектор</li> <li>• Фиксирующее кольцо</li> </ul>	5,5 мм	6,7 мм	10
		● 8,5		7,0 мм	8,2 мм	10
		● 10,0		8,5 мм	9,7 мм	10
		● 11,0		9,5 мм	10,7 мм	10
	121435	● 7,0	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Коннектор 15 мм</li> <li>• Установленное фиксирующее кольцо</li> <li>• Фонация</li> </ul>	5,5 мм	6,7 мм	10
		● 8,5		7,0 мм	8,2 мм	10
		● 10,0		8,5 мм	9,7 мм	10
		● 11,0		9,5 мм	10,7 мм	10
	121440	● 7,0	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Низкопрофильный коннектор</li> <li>• Фиксирующее кольцо</li> <li>• Фонация</li> </ul>	5,5 мм	6,7 мм	10
		● 8,5		7,0 мм	8,2 мм	10
		● 10,0		8,5 мм	9,7 мм	10
		● 11,0		9,5 мм	10,7 мм	10

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ TRACHEOFIX

- Для применения у одного пациента

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ TRACHEOFIX				
	КОД.	РАЗМЕР ЗАКАЗА	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО
	121475	5,5 мм	Проводник	1
		9,5 мм		1
	121445		Герметизирующий колпачок для деканюляции	4
	121450		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Клапан для фонации</li> <li>• Для коннекторов 15 мм с технологией SoftMembrane</li> <li>• С адаптером O2</li> </ul>	2
	121455		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Клапан для фонации</li> <li>• С технологией SoftMembrane</li> <li>• С адаптером O2</li> </ul>	2
	121460		Колпачок для кашля	4
	121465		Фиксирующее кольцо для крепления внутренней канюли TracheoFix к низкопрофильному коннектору	4