




## МАСКИ КИСЛОРОДНЫЕ РЕВЕРСИВНЫЕ



## ✓ 2 типа фиксации маски:

- на подбородок (стандартные) — для проведения кислородотерапии в положении лёжа.
- под подбородок (удлинённые) — для проведения кислородотерапии в положении сидя-лёжа.

## Размерный ряд

	REF	Размер	Длина трубки, см	Упаковка (инд./гр./тр.)
<b>Стандартные</b>				
1.	0115-M161-11	S	213	1/-/100
2.	0115-M161-21	L	213	1/-/100
3.	0115-M161-22	L	430	1/-/100
4.	0115-M161-24	L	1542	1/-/30
<b>Удлинённые</b>				
1.	0115-M162-31	M	213	1/-/100
2.	0115-M162-41	XL	213	1/-/100

