



# 05. КАТЕТЕРЫ ДЛЯ ГЕМОДИАЛИЗА



Используются для создания доступа к центральной вене при проведении крови от пациента к экстракорпоральной системе и возвращения её обратно после процедуры искусственного кровообращения.



- ✓ Материал катетера — термопластичный полиуретан для удобного и атравматичного введения.
- ✓ Мягкий рентгеноконтрастный дистальный конец катетера минимизирует риск раздражения стенки сосуда.
- ✓ Боковые отверстия на дистальном конце уменьшает вероятность рециркуляции крови и образования тромбов.
- ✓ Широкий размерный ряд от 6,5 до 14 Fr для проведения катетеризации пациентов с различной конституцией тела.

## Состав наборов

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| 1. Катетер центральный венозный гемодиализный прямой | 5. Шприц проводниковый           |
| 2. Проводник нитиноловый                             | 6. Пластырь                      |
| 3. Игла пункционная                                  | 7. Нить шовная с изогнутой иглой |
| 4. Дилататор/дилататоры                              | 8. Скальпель                     |

## Размерный ряд

REF	Диаметр катетера, Fr	Длина катетера, см	Тип удлинительных линий	Упаковка (инд./гр./тр.)
MB20H-6.5F10	6,5	10	Прямые	1/10/40
MB20H-8.5F16	8,5	16	Прямые	
MB20H-12F20	12	20	Прямые	
MB20H-14F20	14	20	Прямые	

