




ПОМПЫ С РЕГУЛЯЦИЕЙ СКОРОСТИ БЕЗ БОЛЮСА

- ✓ Скорость задаётся на специальном блоке, включающем в себя семь вариантов режима потока, что обеспечивает необходимую скорость с учётом схемы проводимой инфузионной терапии.
- ✓ Два микроинфузионных фильтра для снижения риска развития эмболических осложнений, флебитов и инфекционных осложнений.
- ✓ Съёмный перфорированный ключ устраняет риск ошибочного выставления скорости инфузии.

Размерный ряд

REF	Объём резервуарного баллона, мл	Скорость потока, мл/час	Упаковка (инд./гр./тр.)
M420-7140	100	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14	1/10/60
M420-770	100	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	1/10/60
M430-7140	200	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14	1/10/60
M440-7140	275	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14	1/10/60
M460-7140	600	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14	1/10/40



ПОМПЫ С РЕГУЛЯЦИЕЙ СКОРОСТИ С БОЛЮСОМ



- ✓ Болусный модуль для осуществления пациент — контролируемой аналгезии.

Размерный ряд

REF	Объём ёмкости, мл	Объём болуса, мл	Скорость потока, мл/час	Время блокировки замка болуса, мин	Упаковка (инд./гр./тр.)
M5434-7140	275	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14	15	1/10/60

