

ТРОАКАРЫ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЕ С ЛЕЗВИЕМ



- ✓ Лезвие с двусторонней заточкой позволяет быстро и легко вводить троакар в полость, помогая ускорить регенерацию троакарной раны.
- ✓ Индикатор защиты лезвия на крышке стилета исключает повторную активацию лезвия, предотвращая непреднамеренное повреждение внутренних органов и сосудов.
- ✓ Стерильные медицинские изделия для однократного применения.

Размерный ряд

REF	Длина, мм	Диаметр, мм	Фиксация в ране	Тип мембраны	Упаковка (инд./гр./тр.)
Троякары Volkmann					
1. 1850-V5SBRB	75	5	Кольцо и баллон	Стандартная	1/5/60
2. 1850-V5MBRB	100	5	Кольцо и баллон	Стандартная	1/5/60
3. 1850-V10MBRB	100	10	Кольцо и баллон	Стандартная	1/5/60
4. 1850-V12MBAB	100	12	Гель-анкер и баллон	Стандартная	1/5/60
5. 1850-V12MBRB	100	12	Кольцо и баллон	Стандартная	1/5/60
6. 1850-V5MB	100	5	Рёбристая канюля	Стандартная	1/5/60
7. 1850-V11MB	100	11	Рёбристая канюля	Стандартная	1/5/60
8. 1850-V12LB	150	12	Рёбристая канюля	Стандартная	1/5/30
9. 1850-V12MB	100	12	Рёбристая канюля	Стандартная	1/5/60
Троякары Volkmann линейки MODERN					
1. 1850-VTB5-100	100	5	Рёбристая канюля	Раздвигаемая	1/10/80
2. 1850-VTB10-100	100	10	Рёбристая канюля	Раздвигаемая	1/10/80
3. 1850-VTB12-100	100	12	Рёбристая канюля	Раздвигаемая	1/10/80